

## Elektromechanické síly

Obj. číslo 1152077



### Obecně

Pomocí této sady pro provádění pokusů mohou žáci provádět opakované pokusy na téma *Elektromechanické síly*, jako např. Ampérův zákon a Flemingovo pravidlo (pravidlo tří prstů). Jako zdroj napětí nebo proudu slouží baterie nebo ruční generátor (obj. č. 113.2035) – obojí je součástí dodávky této sady.

### Preventivní ochranná opatření

- Pracujte jen v suchém prostředí, chraňte všechny komponenty před vlhkostí. Důsledkem by mohly být chybné funkce.
- Před začátkem pokusu zkontrolujte stav nabití baterií. Přístroje částečně potřebují elektrický proud cca 4 A, což vede k rychlému vybití baterií.
- Dbejte na čisté kontaktní plochy, protože přerušení elektrického obvodu vede k chybným funkcím.
- Spotřeba baterie je kvůli vysokému proudu cca 4 A relativně vysoká.

System pro provádění pokusů nabízí čtyři druhy pokusů:

1. Vytvoření magnetického pole vodičem, kterým prochází elektrický proud.
2. Magnetické pole v cívce
3. Houpačka z vodiče
4. Motor


---

CONATEX – DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. – Velvarská 31 – 160 00 Praha 6

Tel.: 224 310 671 – Tel./Fax: 224 310 676

Email: conatex@conatex.cz – http: www.conatex.cz

## Rozsah dodávky



| <b>Poz.</b> | <b>Název</b>                                | <b>Počet</b> |
|-------------|---|--------------|
| 1           | Elektrické napájení                         | 1            |
| 2           | Magnet tvaru U                              | 1            |
| 3           | Tyčový vodič                                | 2            |
| 4           | Podložka pro umístění kompasů               | 1            |
| 5           | Cívka na plastovém tělese                   | 1            |
| 6           | Držák pro houpačku z vodiče                 | 1            |
| 7           | Malé kompasy                                | 5            |
| 8           | Houpačka z vodiče (1 vinutí)                | 1            |
| 9           | Houpačka z vodiče (více vinutí)             | 1            |
| 10          | Držák cívky                                 | 1            |
| 11          | Cívka motoru                                | 1            |
| 12          | Ruční generátor 12 V s připojovacím kabelem | 1            |
| 13          | Baterie (typ D – monočlánek)                | 2            |
| 14          | Smirkový papír                              | 1            |

CONATEX – DIDACTIC UČEBNÍ POMŮCKY s.r.o. – Velvarská 31 – 160 00 Praha 6

Tel.: 224 310 671 – Tel./Fax: 224 310 676


Email: conatex@conatex.cz – http: www.conatex.cz

## Provedení pokusu

### 1. Vytvoření magnetického pole pomocí vodiče, kterým protéká elektrický proud (Ampérův zákon)

#### 1. Uspořádání pokusu

Zasuňte oba tyčové vodiče do zdírek elektrického napájení. Potom nasadte cívku na plastovém tělese na sloupky stojanu. (Viz obr. 1 až obr. 3)



Nyní nasuňte podložku pro umístění kompasů na tyčový vodič a posuňte ji až na doraz (obr. 4).

Rozmístěte kompasy dle obr. 5. Obr. 6 ukazuje hotovou sestavu pro pokus.

