

Vestibulární aparát (polokruhový kanálek)

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 14.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1044220



na stránku s
pomůckou

14.342,40 Kč s DPH

Stupeň:
SŠ

Účinek „nitroušní tekutiny“ na smyslové buňky můžete znázornit otáčením skleněné trubice naplněné vodou (polokruhový kanálek). Svislá gumová destička se začne otáčet opačným směrem. Můžete také znázornit působení „tasemnice vrtohlavé“. S textem.

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER