

Oční výplach, 250 ml, sterilní roztok

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 15.06.2025/DE1

Objednací číslo: 1113228



na stránku s
pomůckou

570,24 Kč s DPH

Pro pracoviště s rizikem nehody při výtvarné výchově a pracovním vyučování, chemii a fyzice, ve všech pokusných dílnách a na sportovním hřišti.

Okamžitý oční výplach oculav NIT® - sterilní roztok. 250 ml sterilního roztoku připraveného k použití pro okamžitý výplach očí, spojivkového vaku a postižené kůže v místě nehody. Pufrový roztok váže a neutralizuje, zejména také po poleptání kyselinami nebo louhy nebo zasažení pepřovým sprejem, bojovým nebo slzným plynem. Cizí tělesa můžete šetrně vypláchnout dávkovaným množstvím kapaliny. Jednoduchá manipulace bez nutnosti instruktáže. Odolnost vůči teplotám, bez rizika kontaminace, bez údržby, bez výměny vody. Lékařský produkt, dle zákona o lékařských produktech s označením CE v souladu s normou DIN EN 15154-4, je připraven k bezprostřednímu použití jednou rukou. Hladká tryska bez otřepů, při vyprazdňování držte trysku směrem dolů, použijte k vyplavení cizích těles, hermetický bezpečnostní uzávěr, trvanlivost 3 roky.

Množství:

250 ml

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk