

Experimentální brýle s nastavci v kufru

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 15.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1133103



na stránku s
pomůckou

7.372,80 Kč s DPH

Témata pokusů:

- * Změna otevření zorničky
- * Prostorové vidění
- * Stereoskopické vidění pomocí dvoubarevné metody
- * Stereoskopické vidění pomocí brýlí s prizmatickými čočkami (pravý 3D obraz)
- * Přizpůsobení barev u oka
- * Barvoslepost, vidění jasu/tmy (Purkyňův efekt)
- * Barvoslepost

Experimentální brýle byly vyvinuty pro pokusy v oblasti lidské biologie pro smyslovou a nervovou fyziologii. Hodí se zejména pro pokusy zaměřené na optické vnímání člověka a mohou je používat také osoby s dioptrickými brýlemi.

Brýle jsou vyrobeny z měkkého, poddajného plastu. Montáž různých clon, filtrů a barevných kotoučů do brýlí lze provést velmi jednoduše díky sklopným brýlovým nastavcům a šroubovacím prstencům. Větrací otvory zabraňují zamlžení skel, upevnění na hlavě zajišťuje textilní elastický popruh.

Společně s příloženými obrazovými a barevnými předlohami můžete provádět různé pokusy pro prostorové a barevné vidění.

Všechny díly jsou bezpečně uloženy v praktickém, stohovatelném plastovém kufru s pěnovými vložkami, kde jsou chráněny proti prachu.

Rozměry:

270 × 80 × 225 mm

Rozsah dodávky:

- * Brýle se sklopnými nastavci, ventilačními otvory a elastickou textilní páskou
- * 2 červené a 2 modrozelené fólie

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk

didacta
Verband der Bildungswirtschaft
worlddidac
MEMBER

Experimentální brýle s nástavci v kufru

Nezávazná informace o pomůcce od www.conatex.cz ke dni 15.05.2025/DE1

Objednací číslo: 1133103

- * 20 šedých fólií
- * 4 PVC skla (2x bez otvoru, 2x s otvorem)
- * 2 transparentní plexiskla (pro stabilizaci a ochranu fólií)
- * 2 náhradní šroubovací adaptéry
- * 2 prizmata v hliníkové cloně pro stereoskopické vidění
- * 5 obrazových předloh pro stereoskopické vidění
- * 1 barevná předloha
- * 1 červeno-zelený test barvosleposti
- * Popis pokusu na CD-ROM
- * Úložný kufr s pěnovou vložkou

CONATEX-DIDACTIC učební pomůcky, s.r.o. – Experimentální zařízení pro vědu a techniku

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 69887

Jednatelé: RNDr. Jan Hotmar, Christoph Wolfspurger, www.conatex.cz

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Velvarská 1698/31, 160 00 Praha 6, Česká republika
Telefon: (+420) 224 310 671, Fax: (+420) 224 310 676
E-mail: info@conatex.cz

PREDAJNÁ KANCELÁRIA

Zámocká 30, 811 01 Bratislava, Slovensko
Telefón: (+421) 220 545 137, Fax: (+421) 220 545 138
E-mail: info@conatex.sk